

ABENA®

## APÓSITO ANATÓMICO ABENA SAN 8 PREMIUM

**Código 21310**

**Tamaño 8**

Medidas: 63 x 36 cm

Núcleo de alto rendimiento con tecnología Top-Dry

Barreras de fugas de 360 ° que evitan las fugas por todas partes

Indicador de humedad con escala graduada

Apoya el equilibrio saludable de la piel.

Solución eficiente con menor impacto en el medio ambiente

Absorción Rothwell: 2500 ml.

22 unidades por bolsa.

Fabricado en Dinamarca.

ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001



### Descripción del producto

ABENA San 5-11 es nuestra gama Premium de compresas anatómicas para la incontinencia de moderada a grave.

El núcleo de alto rendimiento con tecnología Top-Dry garantiza una rápida absorción y una superficie seca incluso después de múltiples micciones, manteniendo la integridad de la piel.

Los apósitos totalmente transpirables están equipados con barreras contra fugas permanentes combinadas con barreras cruzadas integradas en la parte delantera y trasera que ofrecen protección contra fugas de 360°. Cuando se combinan, estas funcionalidades mantienen la piel en equilibrio y mantienen el equilibrio natural del pH de la piel.

El sistema de control de olores minimiza los olores desagradables. El indicador de humedad con escala graduada guía al usuario y al cuidador al producto con el nivel de absorción correcto y los cambios de producto. Los productos probados dermatológicamente cuentan con la etiqueta ecológica nórdica.

ABENA San en las tallas 5-11 siempre debe usarse con ropa interior de fijación especial, como nuestros productos Abri-Fix, para garantizar un ajuste perfecto y reducir el riesgo de fugas. Los sistemas de dos piezas, un calzón malla de fijación y un apósito para la incontinencia, son una solución eficiente, ya que utilizan menos materiales, tienen un menor impacto en el medio ambiente y aumentan la calidad de vida.



### **Instrucciones de uso / aplicación**

Apósitos de protección de la vejiga para incontinencia moderada a severa. Fácil reconocimiento del tamaño del producto mediante códigos de colores, nombres y sistema de numeración. Los productos ABENA San son adecuados para todas las necesidades, ya que no se requiere moldear el cuerpo, ya que el producto solo se utiliza entre las piernas y no alrededor del abdomen y la cadera.

ABENA San 5-11 debe usarse siempre con ropa interior de fijación especial, como nuestros productos Abri-Fix. Los calzones malla de fijación aseguran un ajuste perfecto y reducen el riesgo de fugas. Tire de los calzones malla de fijación hasta la mitad de las piernas. Doble el apósito a lo largo para crear una forma de recipiente. Pase el apósito entre las piernas de adelante hacia atrás. Coloque el extremo posterior superior del apósito en el coxis. Extienda la parte posterior del apósito horizontalmente para crear una forma de canal entre las piernas. Utilice el indicador de humedad para comprobar si el producto se aplica con precisión en el centro. Distribuya el apósito horizontalmente en el frente. Tire de los calzones malla de fijación hasta su posición.

Estos productos se pueden aplicar en posición erguida (tanto en autocuidado como asistido), y en posición tumbada.

# Certificados



La etiqueta Swan, también conocida como Nordic Swan Ecolabel, es una etiqueta medioambiental oficial escandinava. Los productos con la etiqueta Nordic Swan Ecolabel cumple estrictos requisitos medioambientales con respecto a la producción, el uso, la documentación y la seguridad de las materias primas.



Su garantía de que nuestros productos han sido probados para detectar ingredientes que potencialmente pueden causar irritación de la piel. Pruebas realizadas por un laboratorio externo independiente.



El Reglamento (UE) 2017/745 es un reglamento de la Unión Europea sobre la investigación clínica y la venta de dispositivos médicos para uso humano. Deroga la Directiva 93/42 / CEE, que se refiere a los productos sanitarios, y la Directiva 90/385 / CEE, que se refiere a los productos sanitarios implantables activos, el 26 de mayo de 2021.



**La marca CE** garantiza que un producto es seguro de usar y cumple con todas las precauciones de seguridad. CE significa Conformité Européenne (Conformidad europea) y se encuentra principalmente en equipos electrónicos, equipos de seguridad, productos de construcción y equipos médicos.



La marca UKCA garantiza que un producto es seguro de usar y cumple con todas las precauciones de seguridad en línea con los estándares de productos y la legislación del Reino Unido.

# Características



El producto no contiene látex.



Las barreras contra fugas en el corte de la pierna y alrededor del núcleo absorbente ayudan a prevenir fugas y brindan un ajuste óptimo.



El producto es totalmente transpirable para comodidad del usuario; también durante el uso prolongado. Ayuda a mantener la integridad de la piel.



La estructura única de nuestro núcleo de alto rendimiento está diseñada para una rápida dispersión y encapsulación de la orina, lo que da como resultado una superficie seca incluso después de múltiples micciones.



El control de olores es un factor crítico para garantizar la discreción para el usuario. Los productos para la incontinencia de ABENA están diseñados y fabricados para garantizar que el producto produzca un olor mínimo.



Tecnología exclusiva Top-Dry que proporciona una rápida absorción y asegura una superficie seca incluso después de múltiples micciones.



El indicador de humedad es una tira sensible a los líquidos que cambia de color o se desvanece indicando cuándo es el momento de cambiar el producto.



Una combinación de 100 % de transpirabilidad, Top-Dry y protección contra fugas proporciona una superficie seca y una piel saludable incluso después de múltiples micciones, manteniendo el equilibrio natural del pH de la piel.



Sistema de gotas que indica la absorción. Cuantas más gotas, mayor será la absorción. Varía de 1 a 9 gotas.

