

# Aspirador de secreciones Medel

Código 3112

Importado.

Electrocompresor para aspirador de secreciones.

Chasis liviano y de fácil limpieza.

Recipiente de policarbonato con válvula de rebalse y filtro antibacterial.

Regulador de aspiración con indicador vacumétrico.

Producto usado

Garantía 6 meses en Santiago.

Reparación con repuestos usados.

## Importante:

**Solo puede ser usado de forma bucal y para aspirar exclusivamente saliva. No sirve para secreciones espesas.**

