

COJIN ANTIESCARAS FLOTACION SECA MAXCARE 42x42x5cm

Descripción:

Producto diseñado médicamente para el tratamiento, protección y prevención en lesiones del tejido. Disminuye los puntos más altos de presión mantenida en el tiempo, maximizando el área de apoyo/contacto y adaptando la superficie al contorno del usuario. Sistema de Flotación Seca, que trabaja como moléculas de agua, permitiendo la inmersión del cuerpo en las celdas de aire interconectadas, evitando así el daño por los peak de presiones puntuales. Permite mantener una presión constante restauradora, mejorando la irrigación sanguínea (oxigenación y nutrición de los tejidos) de forma progresiva, ayudando en el tratamiento y recuperación de las úlceras por presión.

Código: CIM010

Categoría: HOMECARE

Sub Categoría: COJIN



Medidas			
Producto unitario		Caja (1 unidad)	
Alto:	5 cm	Alto:	9,5 cm
Ancho:	42 cm	Ancho:	46,5 cm
Largo:	42 cm	Largo:	16,5 cm
Peso:	300 grs	Peso:	500 grs

Especificaciones

Material:

Plástico alta resistencia (TPU/PVC) y Funda de Nylon tejido

Color:

Negro

Marca:

MAXCARE

Origen:

Fabricado en China bajo estándares internacionales

Manual:

SI

Idioma:

Español.

Garantía:

12 meses

Unidad de Empaque:

1 unidad

Código de barra:

Características:

Incorpora 36 celdas inflables

Incluye bombín de inflado

Funda extraíble y lavable

Base de la funda incluye material antideslizante para un uso más seguro

Material de funda superior posee forma de malla permitiendo una mejor ventilación y confort.

Incluye kit de reparación con parche y pegamento