

FICHA TÉCNICA

SCOOTER ELÉCTRICO

Descripción:

Scooter Eléctrico, con capacidad de carga de 150 kilos. Puede alcanzar una velocidad de 7,5 km/hr, teniendo una autonomía de 10 kilómetros. Cuenta con un práctico canasto en la parte delantera. Ideal para movilizarse de forma cómoda, segura y sin esfuerzo.

Código: SCQ010.

Categoría: MOVILIDAD

Sub Categoría: SCOOTER



Medidas			
Producto		Caja	
Alto:	88 cm	Alto:	102 cm
Ancho:	55 cm	Ancho:	50,5 cm
Largo:	100 cm	Largo:	52 cm
Peso:	45 kg	Peso:	46 kg

Especificaciones

Material: Fierro y plástico de alta densidad.

Color: Rojo.

Marca: GLOMED.

Origen: Diseñada en USA, fabricación China.

Manual: Si.

Idioma: Español.

Garantía: 6 meses para batería y fallas de fabricación.

Unidad de Empaque: 1 Unidad.

Código de barra:

Características:

Asiento: Acolchado, de color negro. Regulable entre 47-52 cm

Motor: 24V x 270W.

Batería: 24V 12AH*2. Duración: 8-10 horas

Velocidad Máx.: 7.5 km/hr.

Incluye el cargador y su batería.

Ruedas de 20 cm (8")

Resistencia 120 kg.