

Elevador de paciente eléctrico

G-PLØ1



Características

- Accionamiento hidráulico
- Incluye batería recargable
- Fácil y cómoda manipulación
- Brazo hidráulico
- 2 ruedas con freno

Especificaciones técnicas

- Voltaje del motor 220V
- Rango IP de protección IP54 , bajo Norma IEC60529
- Capacidad de carga batería 5 -8 usos:
- cada uso corresponde a subir/bajar el brazo articulado
- Rango máximo de recorrido del brazo 84cm
- Dimensiones 105cm ancho x 119cm de alto (sin levantar palanca)



40
kilos



150
kilos