

Silla de Ruedas Geriátrica 904B

Características

- * Asiento y respaldo de tela oxford de alta calidad y muy confortable
- * Ruedas delanteras macizas de 8'
- * Ruedas traseras macizas de 12'
- * Frenos: manuales y bilaterales de palanca en ruedas traseras
- * Apoya pies abatibles y desmontables
- * Apoya brazos desmontable
- * Resistencia: 100 kg.
- * Marco: ALUMINIO, esmaltado ROJO, ultra resistente y liviano.
- * Plegable
- * Peso total: 11 kg
- * Datos del embalaje: 71 x 28 x 90 cm. 12,6 Kg



Ancho abierta	62 cm / 24.80"
Ancho plegada	27 cm / 11.42"
Ancho asiento	43 cm / 18.11)
Profundidad asiento	43 cm / 16.93"
Altura asiento	49 cm / 19.69"
Altura apoya brazos	42 cm / 14.96"
Altura total	88 cm / 35.04"
Largo total	87 cm / 34.25"
Diámetro rueda trasera	25 cm/12
Diámetro rueda delantera	20 cm / 8"
Resistencia máxima	100 kg.