

ABENA®

## ABENA PANTS M3, PREMIUM

Cintura 80 – 110 cm.

Código 21324

Súper suave: para una comodidad óptima

Ajuste seguro debido a la gran cantidad de hilos de lycra

Núcleo de alto rendimiento con tecnología Top-Dry

Apoya el equilibrio saludable de la piel.

Protección contra fugas de 360°

Absorción Rothwell: 2400 ml.

15 unidades por bolsa.

Fabricado en Dinamarca.

ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001



### Descripción del producto

ABENA Pants es nuestra gama Premium de pull-ups desechables que se pueden usar como ropa interior normal con niveles de absorción que cubren una amplia gama de necesidades. Los productos están hechos de material transpirable y súper suave para una comodidad óptima. La banda de la cintura con una gran cantidad de hilos de lycra ofrece un ajuste seguro y ceñido para el uso activo. El núcleo de alto rendimiento con tecnología Top-Dry garantiza una rápida absorción y una superficie seca incluso después de múltiples micciones, manteniendo la integridad de la piel. La combinación de barreras contra fugas (barreras longitudinales y transversales) y elásticos ofrece una protección contra fugas de 360 grados alrededor del producto. Cuando se combinan, estas funcionalidades mantienen la piel en equilibrio y mantienen el equilibrio natural del pH de la piel. El sistema de olores minimiza los olores desagradables.



### Instrucciones de uso / aplicación

Calzones desechables para incontinencia moderada a severa, que se pueden usar como ropa interior normal. Es especialmente adecuado para usuarios auto asistidos y activos, pero también es una buena opción para usuarios dementes, reumáticos o con problemas. Póngase los pants como lo haría con la ropa interior, sin tocar la superficie interior de la almohadilla. Después del uso y al cambiar, rasgar los lados. Cuando ambos lados de los pants estén abiertos, enróllelos y asegúrelos con la cinta en Z incorporada y tírelos.

# Certificados



La etiqueta Swan, también conocida como Nordic Swan Ecolabel, es una etiqueta medioambiental oficial escandinava. Los productos con la etiqueta Nordic Swan Ecolabel cumple estrictos requisitos medioambientales con respecto a la producción, el uso, la documentación y la seguridad de las materias primas.



FSC™ (Forest Stewardship Council) es una organización no gubernamental internacional dedicada a la promoción del manejo forestal responsable en todo el mundo. Los productos certificados FSC™ están hechos de materias primas de bosques bien gestionados y fuentes responsables. La trazabilidad y la integridad de la etiqueta se mantienen mediante estrictas medidas de control y, al elegir productos certificados por FSC™, usted ayuda a cuidar los bosques y las personas y la vida silvestre que los llaman hogar. Para obtener más información, visite [www.fsc.org](http://www.fsc.org).



Su garantía de que nuestros productos han sido probados para detectar ingredientes que potencialmente pueden causar irritación de la piel. Pruebas realizadas por un laboratorio externo independiente.



El Reglamento (UE) 2017/745 es un reglamento de la Unión Europea sobre la investigación clínica y la venta de dispositivos médicos para uso humano. Deroga la Directiva 93/42 / CEE, que se refiere a los productos sanitarios, y la Directiva 90/385 / CEE, que se refiere a los productos sanitarios implantables activos, el 26 de mayo de 2021.



**La marca CE** garantiza que un producto es seguro de usar y cumple con todas las precauciones de seguridad. CE significa Conformité Européenne (Conformidad europea) y se encuentra principalmente en equipos electrónicos, equipos de seguridad, productos de construcción y equipos médicos.



La marca UKCA garantiza que un producto es seguro de usar y cumple con todas las precauciones de seguridad en línea con los estándares de productos y la legislación del Reino Unido.

# Características



El producto no contiene látex.



Las barreras contra fugas en el corte de la pierna y alrededor del núcleo absorbente ayudan a prevenir fugas y brindan un ajuste óptimo.



El producto es totalmente transpirable para comodidad del usuario; también durante el uso prolongado. Ayuda a mantener la integridad de la piel.



La estructura única de nuestro núcleo de alto rendimiento está diseñada para una rápida dispersión y encapsulación de la orina, lo que da como resultado una superficie seca incluso después de múltiples micciones.



El control de olores es un factor crítico para garantizar la discreción para el usuario. Los productos para la incontinencia de ABENA están diseñados y fabricados para garantizar que el producto produzca un olor mínimo.



Tecnología exclusiva Top-Dry que proporciona una rápida absorción y asegura una superficie seca incluso después de múltiples micciones.



El indicador de humedad es una tira sensible a los líquidos que cambia de color o se desvanece indicando cuándo es el momento de cambiar el producto.



Una combinación de 100 % de transpirabilidad, Top-Dry y protección contra fugas proporciona una superficie seca y una piel saludable incluso después de múltiples micciones, manteniendo el equilibrio natural del pH de la piel.



Sistema de gotas que indica la absorción. Cuantas más gotas, mayor será la absorción. Varía de 1 a 9 gotas.

