



Pañal ABENA Delta Form L2

Cintura 100 – 150 cm

Código 8863

Tamaño L

Lámina posterior de tipo textil: cómoda y discreta.

Elásticos curvados en las piernas para un ajuste óptimo.

Tecnología de núcleo eficiente, para una rápida absorción.

Barreras contra fugas para protección adicional.

Indicador de humedad.

Control de olores.




Absorción Rothwell: 2000 ml.

20 unidades por bolsa.

Fabricado en Dinamarca.

ISO 9001, ISO 14001, ISO 11948-1

Vida útil: 5 años



Descripción del producto

Delta-Form es nuestra gama de pañales para la incontinencia moderada a intensa. Los pañales con forma anatómica tienen paneles laterales no tejidos transpirables y elásticos curvados en las piernas para mayor comodidad y un gran ajuste. Todos los productos están equipados con barreras contra fugas para una protección adicional y el sistema de olores minimiza los olores desagradables. Las cintas de alta calidad aseguran un ajuste óptimo y un fácil reposicionamiento.



Instrucciones de uso / aplicación

Pañal todo en uno para incontinencia moderada a intensa. Doble el pañal a lo largo con la parte exterior hacia afuera. Tire del pañal de adelante hacia la espalda. Extienda la parte delantera del pañal, creando una forma de canal entre las piernas. Fije las cintas inferiores en ambos lados y luego fije las cintas superiores en ángulo hacia abajo para un ajuste seguro y cómodo.

Certificados



El Reglamento (UE) 2017/745 es un reglamento de la Unión Europea sobre la investigación clínica y la venta de dispositivos médicos para uso humano. Deroga la Directiva 93/42 / CEE, que se refiere a los productos sanitarios, y la Directiva 90/385 / CEE, que se refiere a los productos sanitarios implantables activos, el 26 de mayo de 2021.



La marca CE garantiza que un producto es seguro de usar y cumple con todas las precauciones de seguridad. CE significa Conformité Européenne (Conformidad europea) y se encuentra principalmente en equipos electrónicos, equipos de seguridad, productos de construcción y equipos médicos.

Características



El producto está equipado con barreras para evitar fugas.



Los productos para la incontinencia de Abena están diseñados y fabricados para garantizar que el producto tenga un olor mínimo. El control de olores es un factor crítico para garantizar la discreción para el usuario.



El indicador de humedad es una tira sensible a los líquidos que cambia color o se desvanece, indicando cuándo es el momento de cambiar el producto.



El producto no contiene látex.

