



SABANILLA ABRISOFT CLASSIC 60x90 cm

CÓDIGO 4123

Suave y confortable.

Lámina trasera a prueba de líquidos y bordes sellados para protección adicional.

El núcleo de celulosa asegura una rápida absorción.

Las fibras largas utilizadas en los productos Abri-Soft esparcen el líquido de manera rápida y eficiente por la sabanilla.

Absorción rápida de líquidos.

Superficie no tejida suave y lisa.

El producto es para un solo uso.

Absorción Rothwell: 2.200 ml

25 Sabanillas por bolsa.

Fabricado en Francia.

ISO 11948-1



Descripción del producto

Abri-Soft Classic se utiliza como sabanilla protectora desechable para por ejemplo camas y sillas. Adecuado para usuarios con incontinencia, pero también para procedimientos no estériles y para cambio de muda a los bebés.

La sabanilla tiene bordes sellados para una protección óptima contra fugas. La superficie está cubierta con un material no tejido suave para mejorar la comodidad del usuario.

El uso de sabanillas desechables reduce el riesgo de contaminación.



Modo de uso

Coloque la sabanilla en la cama

Coloque el lado de color azul hacia abajo.

Asegúrese de que la sabanilla esté bien estirada

Certificados



La etiqueta Swan, también conocida como Nordic Swan Ecolabel, es una etiqueta medioambiental oficial escandinava. Los productos con la etiqueta Nordic Swan Ecolabel cumple estrictos requisitos medioambientales con respecto a la producción, el uso, la documentación y la seguridad de las materias primas.



FSC™ (Forest Stewardship Council) es una organización no gubernamental internacional dedicada a la promoción del manejo forestal responsable en todo el mundo. Los productos certificados FSC™ están hechos de materias primas de bosques bien gestionados y fuentes responsables. La trazabilidad y la integridad de la etiqueta se mantienen mediante estrictas medidas de control y, al elegir productos certificados por FSC™, usted ayuda a cuidar los bosques y las personas y la vida silvestre que los llaman hogar. Para obtener más información, visite www.fsc.org.



El Reglamento (UE) 2017/745 es un reglamento de la Unión Europea sobre la investigación clínica y la venta de dispositivos médicos para uso humano. Deroga la Directiva 93/42 / CEE, que se refiere a los productos sanitarios, y la Directiva 90/385 / CEE, que se refiere a los productos sanitarios implantables activos, el 26 de mayo de 2021.



La marca CE garantiza que un producto es seguro de usar y cumple con todas las precauciones de seguridad. CE significa Conformité Européenne (Conformidad europea) y se encuentra principalmente en equipos electrónicos, equipos de seguridad, productos de construcción y equipos médicos.

Características



El símbolo Dermatológicamente probado garantiza que los productos han sido probados para detectar posibles irritaciones de la piel por un laboratorio externo independiente.



El producto es de un solo uso.



El producto tiene una superficie muy suave para un ajuste más cómodo.



Materia prima que absorbe 10 veces su propio peso y tiene excelentes capacidades de dispersión de fluidos.



